

ASST Ovest Milanese Dipartimento dei servizi e di Diagnostica per Immagini	INFORMAZIONI PER LA RACCOLTA DI CAMPIONI PER ESAMI CITOLOGICI (espettorato-urine)	MAC221-D Rev1 Pag. 1 di 1
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

		VERIFICA E APPROVAZIONE	
Revisione	Data	Funzione	Visto
0	Ottobre 2021	Direttore UOC Microbiologia e Responsabile Laboratorio Analisi Direttore UOC Anatomia Patologica	Dr. Pierangelo Clerici Dr. Paolo Fociani
1	Febbraio 2025	Direttore SC Laboratorio Analisi Direttore SC Anatomia Patologica	Dr. Sergio Finazzi Dr. Paolo Fociani

ESAME CITOLOGICO ESPETTORATO

L'esame citologico è effettuato presso la S.C. di Anatomia Patologica su tre campioni successivi

- Il Kit per la raccolta dell'espettorato deve essere ritirato con il modulo MUC05 (Richiesta di esame cito/istologico) presso il Centro Prelievi di Legnano e/o Magenta dalle 10.30-12.00: il fissativo è a base alcolica, tossico per ingestione
- È necessario effettuare la raccolta a digiuno.
- Espettorare nel vasetto il catarro, non la saliva, dopo essersi lavati i denti.
- Conservare i vasetti lontano da fonti di calore (non è necessario conservarli in frigorifero).
- Identificare i contenitori con etichetta riportante Cognome, Nome, data di nascita, data di raccolta
- Consegnare tutti i campioni contenenti l'espettorato al termine della raccolta presso il centro prelievi di Legnano e/o Magenta, unitamente al modulo MUC05 compilato, dal lunedì al venerdì entro le ore 09.30

ESAME CITOLOGICO URINE

L'esame citologico è effettuato presso la S.C. di Anatomia Patologica su tre campioni successivi (non eseguire l'esame durante le mestruazioni)

- Il Kit per la raccolta dell'urina deve essere ritirato, con il modulo MUC04 (Richiesta esame citologico urine) presso il Centro Prelievi di Legnano e/o Magenta dalle 10.30-12.00
- Svuotare la vescica al risveglio
- Fare regolarmente colazione e bere acqua
- Urinare in un contenitore a bocca larga pulito ed asciutto (esempio bicchiere di plastica)
- Travasare l'urina raccolta nella provetta fino a riempirla (tacca 50 ml)
- Conservare i vasetti lontano da fonti di calore (non è necessario conservarli in frigorifero)
- Identificare i contenitori con etichetta riportante Cognome, Nome, data di nascita, data di raccolta
- Consegnare tutti i campioni contenenti l'urina al termine della raccolta presso il centro prelievi di Legnano e/o Magenta unitamente al modulo MUC04 compilato dal lunedì al venerdì entro le ore 09.30